

骨科用外固定系统


组合式外固定支架



腕关节固定器



横向骨搬移外固定支架



适用范围：

一种能有效治疗糖尿病足、脉管炎等下肢缺血性疾病的外固定支架产品。

组合式可调头颅-盆骨固定支具



适用范围：

组合式可调头颅-盆骨固定支具是用于人体脊柱固定、畸形矫正等医疗用途的外固定装置。它能维持脊柱稳定，并可通过缓慢撑开，达到促进人体脊柱及胸廓畸形在其牵伸力的影响下，逐步矫正畸形程度，并利于二期手术矫形。



扫码关注企业微信号，获取更多信息

Tel: 023-62515761

Add: 重庆市北碚区京东方大道399号18幢

Web: www.fws-china.com

本宣传资料所涉图文仅供内部参考，本公司对色彩、价格、参数等产品信息保留修改的权力，如有更新请以最新资料为准；
本宣传资料成品颜色由于拍摄及印刷原因，可能与实物略有差异，请以实物为准！



专业
专注
创新
超越

创伤系统 Trauma System



金属锁定接骨板	注册证号：国械注准20193131018
金属带锁髓内钉	注册证号：国械注准20193131015
空心接骨螺钉	注册证号：国械注准20193131020
骨科用外固定支架	注册证号：渝械注准20182100011
腕关节固定器	注册证号：渝械备20160019号
可调式固定支具	注册证号：渝械备20160022号

重庆富沃思医疗器械有限公司
Chongqing FWS Medical Device Co., Ltd.



锁定加压接骨板系统

系统特点

- 精确解剖设计，符合人体骨骼形态，减少术中折弯；
- 低切迹、圆钝设计，便于接骨板微创插入，减少对软组织的激惹；
- 全新结合孔设计，加压、锁定功能全面，接骨板强度高；
- 工具色标辨识设计，术中快速识别工具，节约手术时间；
- 围关节部位板型丰富，解决各种复杂骨折；
- 创新工具，让手术更加便捷。

肱骨



骨盆



股胫腓骨




锁骨



尺桡骨




手足锁定(1.5/2.0/2.4/2.7mm系统)



髓内固定系统


二合一股骨近端髓内钉

- 近端提供螺旋刀片交锁、联合加压钉交锁两种方式；
- 一体式螺旋刀片设计，增加刀片强度，便于术后取出；
- 联合加压钉设计，抗旋转，防切出，提供术中可控的线性加压。



髌上入路胫骨髓内钉

- 髌上、髌下入路方式均适用，独立拆分；
- 髌上入路减少股四头肌的牵连，降低近端骨折对线、对位不良；
- 简易可靠的近远端瞄准工具，进口碳纤维材质，使远端瞄准更精准。




专家级股骨髓内钉

- 近端多种交锁方式选择，重建模式和交锁模式，适应症广泛；
- 术中可控加压设计，帮助医生精确加压操作；
- 近端外侧面削平设计，减小对股骨外侧壁的撞击。

弹性髓内钉

- 用于小儿骨折等骨折固定。



空心接骨螺钉

